

Объект: кофе, водный экстракт

Растворитель пробы: -

НФ: 100x4 Reprosil-Pur C18-AQ (3 μ m)

ПФ: 10% ацетонитрила в водном 0.5%

растворе фосфорной кислоты

Объемная скорость: 2 мл/мин

Детектирование:

— 270 нм

— 330 нм

Температура: 25 °C

1.55 - 3-кофеилхинная кислота

2.79 - Кофеин

3.18 - 5-кофеилхинная кислота

3.49 - 4-кофеилхинная кислота

