

Компоненты препарата “Аскофен”

www.chromforum.ru

Объект: компоненты препарата “Аскофен”
Растворитель пробы: элюент
НФ: 250x4.6 Reprosil-Pur Basic C18 (5 μ m)
ПФ: 17% ацетонитрила в 0.5%-ном водном
растворе фосфорной кислоты
Объемная скорость: 2 мл/мин
Детектирование: 205 нм, 270 нм
Температура: 25 °С

2.45 - парацетамол
2.84 - кофеин
12.20 - ацетилсалициловая кислота
20.69 - салициловая кислота

